

# S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Schermatura dalla luce: dal prelievo del sangue all'archiviazione




- > Protezione dalla luce fin dall'inizio
- > Protezione dalla luce nell'intervallo UV
- > Migliore sostenibilità sul posto di lavoro grazie all'eliminazione dei fogli di alluminio
- > Identificazione sicura dei campioni grazie alle etichette sempre leggibili
- > Conformità della fase preanalitica



**Preanalitica**


Con la S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT non è più necessario avvolgere il campione di sangue ad esempio con un foglio di alluminio. Viene mantenuta la leggibilità diretta e quindi la consueta sicurezza di identificazione del campione. È anche un mezzo per una maggiore sostenibilità sul posto di lavoro risparmiando risorse (fogli di alluminio).

La protezione dalla luce è garantita nell'intervallo UV pertinente (190 nm - 380 nm). La trasmissione della luce in quest'intervallo è, in media, inferiore all'1%.



Trasmissione della parete della provetta S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Lunghezza / Ø	Colour	Confezione	Volumi	Codice articolo
75 x 13 mm		500 / scatola 50 / scatola interna	4,0 ml	04.1925.003

SARSTEDT S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 97  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel: +39 02 38292413

info.it@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

