

S-Monovette® Serum Jel LightPROTECT

Işık korumalı – Kan alımından arşivlemeye kadar




- Başlangıçtan itibaren ışık korumalı
- UV aralığı boyunca ışık koruması
- Alüminyum folyodan kaçınarak çalışma yerinde daha fazla sürdürülebilirlik
- Her zaman okunabilen etiketler sayesinde alışık olduğunuz konforlu numune tanımlama
- Sürece uygun preanalitik



Preanalitik

S-Monovette® Serum Jel LightPROTECT ile kan numunesinin alüminyum folyoyla sarılmasına gerek kalmaz. Doğrudan okunabilirlik ve dolayısıyla alışımlı pratik numune tanımlama sağlanır. Aynı zamanda kaynaklardan (alüminyum folyo) tasarruf edilerek çalışma yerinde daha fazla sürdürülebilirliğe katkı sağlanır.

Işık koruması, ilgili UV aralığında (190 nm – 380 nm) sağlanır. Işık geçirgenliği bu aralıkta ortalama %1'in altında kalır.



S-Monovette® Serum Jel LightPROTECT tüp duvarının transmisyonu

S-Monovette® Serum Jel LightPROTECT

Uzunluk / Ø	Renk	Ambalajlama	Hacmi	Ürün No.
75 x 13 mm	■	500 / Karton 50 / İç karton	4,0 ml	04.1925.003

SARSTEDT International GmbH

Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

