

Multi-Safe twin plus 500

La boîte à déchets innovante pour votre sécurité quotidienne



Une nouvelle génération consacrée à une élimination en toute sécurité

Certifiée DIN EN ISO 23907, TRBA 250 et UN



Fermeture provisoire et définitive innovante manipulable d'une main et mention « Press for final closure »

Ø couvercle : 89 mm

Hauteur : 162 mm

Ø fond : 57 mm

Étiquette directement intégrée en 9 langues – autocollant également disponible à titre de solution personnalisée

Marquage du niveau de remplissage clair grâce à un nouveau design d'étiquette

Manipulation aisée et plus grande sécurité du montage du couvercle à l'aide d'ergots d'emboîtement

Code QR intégré pour l'accès en ligne direct au mode d'emploi

Également disponible avec le symbole « Risque biologique » ! Réf. 77.3884.105


Un dispositif intégré au couvercle permet la désolidarisation simple et sûre de l'aiguille du stylo à insuline lors de la fermeture

Divers mécanismes d'extraction et de dégagement pour une élimination facilitée

Référencement pour commande

Réf.	Désignation	Volume	Matériau	Unités par carton	Unités par palette	Dimensions du carton	Dimensions de la palette
77.3884.005	Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	PP	126	3024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3884.105	Multi-Safe twin plus 500 avec mention « Risque biologique »	0,5 l	PP	126	3024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm

- Supports réglables et lavables



Référencement pour commande des accessoires

Réf.	Désignation	Dimensions	Matériau	Unités par carton	Dimensions du carton
95.963	Fixation murale	51 x 139 mm	Acier inoxydable	30	38,0 x 27,8 x 14,0 cm
95.965.001	Adaptateur adhésif	Ø 54 mm	PP	150	25,3 x 19,3 x 19,0 cm



De plus amples informations sur notre vaste assortiment de boîtes à déchets ainsi que la brochure générale 412 sont disponibles sur www.sarstedt.com.

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com