


Een nieuwe generatie voor een veilige afvoer

TRBA 250 certified ISO CERTIFIED ISO 23907 UN



Standaard voorzien van etiket in 9 talen - etiket ook verkrijgbaar in custom-made uitvoering



Duidelijke vulpeilmarkering door nieuw etiketontwerp


Verhoogde veiligheid door de dekselmontage met duidelijk zichtbare klikhaak



Bestelinformatie

Bestelnr.	Omschrijving	Volume	Materiaal	Stuks per doos	Stuks per pallet	Afmetingen doos	Afmetingen pallet
77.3884.005	Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	PP	126	3.024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3884.105	Multi-Safe twin plus 500 met Biohazard-symbool	0,5 l	PP	126	3.024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm

- Optioneel leverbare houders (afwasbaar)



Bestelinformatie accessoires

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Materiaal	Stuks per doos	Afmetingen doos
95.963	Wandhouder	51 x 139 mm	Roestvrijstaal	30	38,0 x 27,8 x 14,0 cm
95.965.001	Adapter (zelfklevend)	Ø 54 mm	PP	150	25,3 x 19,3 x 19,0 cm



Meer informatie over ons uitgebreide assortiment van afvoerboxen en de complete brochure nr. 412 vindt u op www.sarstedt.com

SARSTEDT B.V.
 Penningweg 29
 4879 AE Etten-Leur
 Tel: +31 76 501 75 50
 Fax: +31 76 501 76 26
info.nl@sarstedt.com
www.sarstedt.com