

# Tubo de estabilización de virus

Para el transporte de muestras



## Listos para su aplicación:

- Aptos para el diagnóstico viral, como p. ej., el análisis de SARS-CoV-2
- Solución salina fisiológica (0,9%) – para una calidad de muestras ideal
- Volumen de llenado de 1 o 3 ml – para un factor de dilución reducido
- Conformidad con los requisitos de la IATA – para una estanqueidad máxima durante el transporte

## Información para pedidos

Referencia	Designación	Forma del fondo	Embalaje
48.391	Tubo 101 x 16,5 mm, con 1 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja
48.391.003	Tubo 101 x 16,5 mm, con 3 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja
48.392	Tubo 90 x 13 mm, con 1 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja
48.392.003	Tubo 90 x 13 mm, con 3 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja



info.mx@sarstedt.com · www.sarstedt.com