

# Tubos de estabilização de vírus

Para o transporte de amostras



## Pronto para a sua aplicação:

- Indicado para o diagnóstico de vírus, como, por ex., teste para detecção de SARS-CoV-2
- Soro fisiológico (0,9%) – para uma qualidade de amostra ideal
- Volume de enchimento de 1 ml ou 3 ml – para um fator de diluição menor
- Conformidade IATA – para estanqueidade máxima no transporte

### Informações para pedidos

Ref.	Descrição	Forma do fundo	Embalagem
48.391	Tubo 101 x 16,5 mm, com 1 ml NaCl 0,9%, 100 un./pacote		500 un./caixa de papelão
48.391.003	Tubo 101 x 16,5 mm, com 3 ml NaCl 0,9%, 100 un./pacote		500 un./caixa de papelão
48.392	Tubo 90 x 13 mm, com 1 ml NaCl 0,9%, 100 un./pacote		500 un./caixa de papelão
48.392.003	Tubo 90 x 13 mm, com 3 ml NaCl 0,9%, 100 un./pacote		500 un./caixa de papelão



info.br@sarstedt.com · www.sarstedt.com