


# Tubos de estabilização de vírus

Para o transporte de amostras



## Pronto a aplicar:

- Indicado para o diagnóstico de vírus, como p. ex., o teste de SARS-CoV-2
- Soro fisiológico (0,9%) – para a qualidade ideal da amostra
- Volume de enchimento de 1 ml ou 3 ml – para um baixo fator de diluição
- Em conformidade com a IATA – para a máxima estanqueidade durante o transporte

## Informações de encomenda

Referência	Designação	Forma do fundo	Embalagem
48.391	Tubo 101 x 16,5 mm, com 1 ml de NaCl a 0,9%, 100 unid./saco		500 unid/caixa
48.391.003	Tubo 101 x 16,5 mm, com 3 ml de NaCl a 0,9%, 100 unid./saco		500 unid/caixa
48.392	Tubo 90 x 13 mm, com 1 ml de NaCl a 0,9%, 100 unid./saco		500 unid/caixa
48.392.003	Tubo 90 x 13 mm, com 3 ml de NaCl a 0,9%, 100 unid./saco		500 unid/caixa



info.pt@sarstedt.com · www.sarstedt.com