

# Skúmavka na stabilizáciu vírusov





Na transport vzoriek



## Pripravené na použitie u Vás:

- Vhodné na diagnostiku vírusov, ako napr. testovanie SARS-CoV-2
- Fyziologický roztok NaCl (0,9 %) – pre ideálnu kvalitu vzorky
- 1 ml alebo 3 ml objem naplnenia – pre nízky faktor riedenia
- Vyhovuje predpisom IATA – pre maximálnu tesnosť pri preprave

## Informácie pre objednávanie

Obj. č.	Popis	Tvar dna	Balenie
48.391	Skúmavka 101 x 16,5mm, s 1ml NaCl 0,9%, 100 ks/vrečko		500 ks/kartón
48.391.003	Skúmavka 101 x 16,5mm, s 3ml NaCl 0,9%, 100 ks/vrečko		500 ks/kartón
48.392	Skúmavka 90 x 13mm, s 1ml NaCl 0,9%, 100 ks/vrečko		500 ks/kartón
48.392.003	Skúmavka 90 x 13mm, s 3ml NaCl 0,9%, 100 ks/vrečko		500 ks/kartón

 **SARSTEDT**

info.sk@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT spol. s r. o. · Údernická 11 · 851 01 Bratislava · Tel: +421 232 184 930