

# Пробирки для стабилизации вируса





Для транспортировки проб



## Готовы к применению:

- Подходят для диагностики вирусов, например, при тестах на SARS-CoV-2
- Физиологический раствор (0,9 %) – для идеального качества пробы
- Объем 1 мл или 3 мл – для низкого коэффициента разбавления
- Соответствие требованиям IATA – максимальная прозрачность при транспортировке

## Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Форма дна	Упаковка, шт./коробка
48.391	Пробирка 101 x 16,5мм, с 1 мл NaCl 0,9%, 100 шт. в пакете		500
48.391.003	Пробирка 101 x 16,5мм, с 3 мл NaCl 0,9%, 100 шт. в пакете		500
48.392	Пробирка 90 x 13мм, с 1 мл NaCl 0,9%, 100 шт. в пакете		500
48.392.003	Пробирка 90 x 13мм, с 3 мл NaCl 0,9%, 100 шт. в пакете		500

 **SARSTEDT**

info.ru@sarstedt.com · www.sarstedt.com

ООО «САРШТЕДТ» · Большой Строченовский пер. 7, офис 602 · 115054 Москва · Тел: +7 495 937 52 28 · факс: +7 495 937 52 28