

Nuova confezione Provette da 50 ml



Vantaggi:

- Pratica guida a pressione per una richiusura igienica
- Chiusura anti-manomissione a garanzia di una sigillatura sicura
- Agevole prelievo grazie alla confezione in buste allineate

Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Descrizione	Colore tappo	Certificazione	Pz./confezione interna	Pz./cartone
62.547.254	Provetta, 50 ml, 114x28 mm, conica, PP	■	DNA free, DNase/RNase free, apirogena/priva di endotossine, non citotossica, sterile	25	300
62.547.274	Provetta, 50 ml, 114x28 mm, conica, PP	☒	DNA free, DNase/RNase free, apirogena/priva di endotossine, non citotossica, sterile	25	300
62.548.004	Provetta, 50 ml, 114x28 mm, conica, PP	■	DNA free, DNase/RNase free, apirogena/priva di endotossine, non citotossica	25	300

Disponibile dal 06.2021