




















# Aperçu de la commande pré-code-barres














































## Code couleur EU

Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Sérum 	04.1934.088	001	4,9	90mm x 13mm	
	04.1943.088	003	2,7	75mm x 13mm	
	01.1601.088	005	7,5	92mm x 15mm	
Sérum gel 	04.1923.088	007	2,7	75mm x 13mm	
	04.1925.088	008	4,0	75mm x 13mm	
	04.1935.088	009	4,9	90 mm x 13mm	
	01.1602.088	010	7,5	92mm x 15mm	
EDTA K3 	04.1901.088	011	2,6	65mm x 13mm	
	04.1951.088	013	1,8	65mm x 13mm	
	04.1917.088	049	2,7	75mm x 13mm	
	04.1921.088	051	4,0	75mm x 13mm	
Citrate 1:10 	04.1902.088	015	2,9	65mm x 13mm	
	04.1919.088	017	3,0	75mm x 13mm	
	04.1955.088	019	1,8	75mm x 13mm	
Fluorure 	04.1918.088	021	2,7	75mm x 13mm	
Fluorure/citrate 	04.1945.288	023	3,1	75mm x 13mm	
Héparine de lithium 	04.1929.088	024	2,7	75mm x 13mm	
	04.1936.088	026	4,9	90mm x 13mm	
	01.1604.088	032	7,5	92mm x 15mm	
Héparine de lithium gel 	01.1634.088	036	7,5	92mm x 15mm	
	04.1940.088	038	4,9	90mm x 13mm	
	04.1928.088	040	2,7	75mm x 13mm	
Héparine de lithium gel* 	04.1953.088	028	4,0	75mm x 13mm	
	04.1954.088	030	4,9	90mm x 13mm	
	04.1952.088	034	2,7	75mm x 13mm	
Monovette® Urine neutre 	10.252.088	042	10,0	102 mm x 15mm	
	10.252.388*	043	10,0	102 mm x 15mm	
	10.258.088	046	8,5	92 mm x 15mm	
	10.258.388*	047	8,5	92 mm x 15mm	
	10.250.088	048	3,2	75mm x 13mm	
Monovette® Urine avec acide borique 	10.253.088	044	10,0	102 mm x 15mm	
	10.253.388*	045	10,0	102 mm x 15mm	

\* conditionnement stérile à l'unité

## Code couleur ISO

Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Sérum 	04.1934.288	002	4,9	90mm x 13mm	
	04.1943.288	004	2,7	75mm x 13mm	
	01.1601.288	006	7,5	92mm x 15mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Sérum gel 	04.1923.088	007	2,7	75mm x 13mm	
	04.1925.088	008	4,0	75mm x 13mm	
	04.1935.088	009	4,9	90 mm x 13mm	
	01.1602.088	010	7,5	92mm x 15mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
EDTA K3 	04.1901.288	012	2,6	65mm x 13mm	
	04.1951.288	014	1,8	65mm x 13mm	
	04.1917.288	050	2,7	75mm x 13mm	
	04.1921.288	052	4,0	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Citrate 1:10 	04.1902.288	016	2,9	65mm x 13mm	
	04.1919.288	018	3,0	75mm x 13mm	
	04.1955.288	020	1,8	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Fluorure 	04.1918.288	022	2,7	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Fluorure/citrate 	04.1945.288	023	3,1	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Héparine de lithium 	04.1929.288	025	2,7	75mm x 13mm	
	04.1936.288	027	4,9	90mm x 13 mm	
	01.1604.288	033	7,5	92mm x 15 mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Héparine de lithium gel 	01.1634.288	037	7,5	92mm x 15mm	
	04.1940.288	039	4,9	90mm x 13mm	
	04.1928.288	041	2,7	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Héparine de lithium gel* 	04.1954.288	031	4,9	90mm x 13mm	
	04.1953.288	029	4,0	75mm x 13mm	
	04.1952.288	035	2,7	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Monovette® Urine neutre 	10.252.088	042	10,0	102mm x 15mm	
	10.252.388*	043	10,0	102mm x 15mm	
	10.258.088	046	8,5	92mm x 15mm	
	10.258.388*	047	8,5	92mm x 15mm	
	10.250.088	048	3,2	75mm x 13mm	
Préparation	Référence pré-code barres	Préfixe	Volume (ml)	Longueur / Ø	Code couleur bouchon/étiquette
Monovette® Urine avec acide borique 	10.253.088	044	10,0	102mm x 15mm	
	10.253.388*	045	10,0	102mm x 15mm	

\* conditionnement stérile à l'unité

## SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

## Structure du code-barres unique

**Préfixe** permettant la distinction univoque des tubes de prélèvement

**Numéro de code-barres unique** pour l'affectation à la prescription du patient sans risque de confusion

Impression **de la référence, du lot** et de la **durée de conservation** pour un contrôle visuel



Des informations complémentaires sur le produit, telles que la référence, la désignation, la préparation, le lot ou la durée de conservation, sont associées au code-barres. Grâce au Webservice de SARSTEDT, ces informations relatives aux produits sont disponibles sous forme numérique.