




Resumen para el pedido de la preidentificación



Código de colores UE

Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Suero 	04.1934.088	001	4,9	90mm x 13mm	
	04.1943.088	003	2,7	75mm x 13mm	
	01.1601.088	005	7,5	92mm x 15mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Suero gel 	04.1923.088	007	2,7	75mm x 13mm	
	04.1925.088	008	4,0	75mm x 13mm	
	04.1935.088	009	4,9	90 mm x 13mm	
	01.1602.088	010	7,5	92mm x 15mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
EDTA K3 	04.1901.088	011	2,6	65mm x 13mm	
	04.1951.088	013	1,8	65mm x 13mm	
	04.1917.088	049	2,7	75mm x 13mm	
	04.1921.088	051	4,0	75mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Citrato 1:10 	04.1902.088	015	2,9	65mm x 13mm	
	04.1919.088	017	3,0	75mm x 13mm	
	04.1955.088	019	1,8	75mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Fluoruro 	04.1918.088	021	2,7	75mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Fluoruro/Citrato 	04.1945.288	023	3,1	75mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Heparina de litio 	04.1929.088	024	2,7	75mm x 13mm	
	04.1936.088	026	4,9	90mm x 13mm	
	01.1604.088	032	7,5	92mm x 15mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Heparina de litio gel 	01.1634.088	036	7,5	92mm x 15mm	
	04.1940.088	038	4,9	90mm x 13mm	
	04.1928.088	040	2,7	75mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Heparina de litio gel* 	04.1953.088	028	4,0	75mm x 13mm	
	04.1954.088	030	4,9	90mm x 13mm	
	04.1952.088	034	2,7	75mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Monovette® de orina; sin preparación 	10.252.088	042	10,0	102 mm x 15mm	
	10.252.388*	043	10,0	102 mm x 15mm	
	10.258.088	046	8,5	92 mm x 15mm	
	10.258.388*	047	8,5	92 mm x 15mm	
	10.250.088	048	3,2	75 mm x 13mm	
Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
Monovette® de orina con ácido bórico 	10.253.088	044	10,0	102 mm x 15mm	
	10.253.388*	045	10,0	102 mm x 15mm	

* Envasado individualmente de forma estéril

Código de colores ISO

Preparación	Referencia Preetiquetada	Prefijo	Volumen (ml)	Longitud/Ø	Código de colores Tapón/Etiqueta
 Suero	04.1934.288	002	4,9	90mm x 13mm	
	04.1943.288	004	2,7	75mm x 13mm	
	01.1601.288	006	7,5	92mm x 15mm	
 Suero gel	04.1923.088	007	2,7	75mm x 13mm	
	04.1925.088	008	4,0	75mm x 13mm	
	04.1935.088	009	4,9	90 mm x 13mm	
	01.1602.088	010	7,5	92mm x 15mm	
 EDTA K3	04.1901.288	012	2,6	65mm x 13mm	
	04.1951.288	014	1,8	65mm x 13mm	
	04.1917.288	050	2,7	75mm x 13mm	
	04.1921.288	052	4,0	75mm x 13mm	
 Citrato 1:10	04.1902.288	016	2,9	65mm x 13mm	
	04.1919.288	018	3,0	75mm x 13mm	
	04.1955.288	020	1,8	75mm x 13mm	
 Fluoruro	04.1918.288	022	2,7	75mm x 13mm	
 Fluoruro/Citrato	04.1945.288	023	3,1	75mm x 13mm	
 Heparina de litio	04.1929.288	025	2,7	75mm x 13mm	
	04.1936.288	027	4,9	90mm x 13 mm	
	01.1604.288	033	7,5	92mm x 15 mm	
 Heparina de litio gel	01.1634.288	037	7,5	92mm x 15mm	
	04.1940.288	039	4,9	90mm x 13mm	
	04.1928.288	041	2,7	75mm x 13mm	
 Heparina de litio gel*	04.1954.288	031	4,9	90mm x 13mm	
	04.1953.288	029	4,0	75mm x 13mm	
	04.1952.288	035	2,7	75mm x 13mm	
 Monovette® de orina; sin preparación	10.252.088	042	10,0	102 mm x 15mm	
	10.252.388*	043	10,0	102 mm x 15mm	
	10.258.088	046	8,5	92mm x 15mm	
	10.258.388*	047	8,5	92mm x 15mm	
	10.250.088	048	3,2	75mm x 13mm	
 Monovette® de orina con ácido bórico	10.253.088	044	10,0	102 mm x 15mm	
	10.253.388*	045	10,0	102 mm x 15mm	

* Envasado individualmente de forma estéril

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Estructura del código de barras

Prefijo para la distinción inequívoca de los tubos de muestras

Número de barras único para la asignación inequívoca de la tarea del paciente

Número de artículo, lote y **caducidad** impresos para control visual

S-Monovette® Serum Gel CAT/4.9ml

00901000001

REF 04.1935.088 STERILE R IVD CE

LOT 1234567 XXXX-XX

F404030



La información complementaria del producto, como la referencia, la descripción, la preparación, el lote o la caducidad, está asociada al código de barras. El servicio web de SARSTEDT contiene toda la información de producto en formato digital.