


Zaman kazanının

Optimum numune kalitesi.
Doğrudan nakliye. Akıllı iş akışı.




Herkes için kazançlı.






“En nihayetinde asıl olan tüm bu süreç. Her şey birbiriyle uyumlu olduğunda, bu maliyet yapımızda olumlu bir etki yaratıyor.”



“Hızlı ve doğru bilgi, acil servisteki çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. Numunenin hızlı ve güvenilir bir şekilde nakliyesi hızlı sonuçlara yol açıyor, böylelikle hastalarımı daha hızlı tedavi edebiliyorum.”



“Numuneler alındıktan sonra, toplanana veya kurum içi nakil organize edilene kadar serviste beklediğinde, değerli zamanımızı kaybediyoruz ve numune materyali tazeliğini yitiriyor.”



“Modern sistemler, etkili süreçler ve çözümler, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın yükünü azaltıyor”

S-Monovette®

Numune kalitesini aspirasyon tekniđi sayesinde optimize edin. Hemoliz oranınızı dūřūrūn.



Tek sistem – iki teknik

S-Monovette®, aspirasyon ve vakum tekniđini tek bir sistemde birleřtirir.

Hemoliz oranını azaltın

Yüksek derecede hemolitik numuneler laboratuvar deđerlerini bozabilir ve numunenin tekrar alınmasını gerektirebilir. S-Monovette® aspirasyon tekniđi sayesinde, hemoliz oranı önemli ölçüde azaltılabilir ve numune kalitesi optimize edilebilir.

Özellikle yoğun bakım ünitelerinde veya acil servislerde, güvenilir olduđuna emin olduđunuz bir numune kalitesi çok önemlidir.



Aspirasyon tekniđi – Tüm damar rahatsızlıkları için tek çözüml

S-Monovette® aspirasyon tekniđi, ister yařlı ister genç isterse sađlıklı veya ağır hasta olsun tüm hastalar için, başka bir ifadeyle tüm damar rahatsızlıkları için optimum bir çözüml sağlar.

S-Monovette® sistemi, aspirasyon tekniđinin yanı sıra kan alımı için geleneksel vakum tekniđini de sađlar.



CO₂ e e ve deđerli kaynaklardan tasarruf edin*

S-Monovette® iđnelerinin yerden tasarruf sađlayan tasarımı ve çevre dostu karton ambalajı sayesinde, bertaraf maliyeti ve atık hacmi dūřürölür.

Bir S-Monovette® üretiminde, vakum sistemlerine kıyasla %32 daha az materyal tüketimi yapılır.

Vakum sistemleri ile karřılařtırıldıđında, bir yıl boyunca her gün toplanan 200 kan örneđi, yılda 116 ağacın depolayabileceđi CO₂ e miktarı kadar tasarruf sađlar.

* Talep üzerine daha fazla bilgi



Optimum numune kalitesi ile zaman kazanın

S-Monovette® sayesinde zaman, personel ve materyal maliyetleriniz azalır



Tempus600®

Numune tüplerini kolayca, doğrudan ve güvenli bir şekilde laboratuvara taşıyın. Toplam iş akış sürenizi (ToTAT) kısaltın.



Servisten doğrudan laboratuvara


Tempus600® sayesinde numune nakliyesini hızlandırarak klinik numuneler için gerekli toplam iş akış süresini (ToTAT) kısaltabilir, tüm analiz öncesi iş akışını optimize edebilirsiniz.

Sonuçta, hastaların daha iyi bakılmasını sağlayabilecek daha hızlı kararlar alınması mümkün olur. Tempus600®, laboratuvarın servisin ayağına getiriyor.

Tek dokunuşla harekete geçin

Tempus600® kolayca kullanılabilir ve son derece verimlidir. Saatte 1.250 numuneye kadar kapasite ile mevcut nakliye sistemlerinin üzerindeki yük önemli ölçüde alınabilir.

Sistem, herhangi bir yapısal değişikliğe gerek kalmaksızın iki hafta içinde kurulabilir.



Test talebinden analiz sonucuna –

Toplam iş akış süresini (ToTAT) kısaltarak zaman kazanın

S-Monovette® ve Tempus600® ürünlerinin bir araya getirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi edinin




s-monovette-tempus600.sarstedt.com

Birlikte daha güçlüler:

S-Monovette® & Tempus600®

Güvenli. Hızlı. Geleceğe dönük.

S-Monovette® ve
Tempus600®
ürünlerinin bir
araya getirilmesiyle
ilgili daha fazla
bilgi edinin



s-monovette-tempus600.
sarstedt.com

Özellikle acil servisler gibi kritik bölgeler güvenilir çözümlere ihtiyaç duyar



- ✓ Yüksek, kesin numune kalitesi sayesinde güvenli
- ✓ Doğrudan, hesaplanabilir numune nakli sayesinde hızlı
- ✓ Modern analiz öncesi iş akışı sayesinde geleceğe dönük

S-Monovette® ile siz de kazanın

- En aza indirilmiş hemoliz oranı sayesinde zaman, personel ve materyal maliyetlerini azaltın
- Tüm damar koşulları için ikili sistemin avantajlarından yararlanın
- CO₂ emisyonlarınızı, atık hacminizi ve bertaraf maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürün

Tempus600® ile siz de kazanın

- Klinik numuneler için toplam iş akış süresini (ToTAT) kısaltın
- Numunelerin kolayca ve doğrudan nakliyesi sayesinde personelinizin değerli zamanından tasarruf edin ve mevcut nakliye sistemlerinin üzerinden bu yükü alın
- Laboratuvar otomasyonu için bir sonraki adımı atın


Preanalitiş İş Akışı SARSTEDT tarafından

Koordineli sistemlerimizin bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiyi hissedin.

SARSTEDT ile
preanalitik
süreçleriniz için
360° çözümleri
keşfedin



workflow.sarstedt.com



SARSTEDT International GmbH

Türkiye İrtibat Bürosu Acıbadem Mahallesi, Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 290 18 65

Fax: +90 216 290 18 64

Almanya Müşteri Hizmetleri

Tel: 0800 0 83 305 0

info.tr@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Daha fazla bilgi, video
ve danışmanlık için şurayı
ziyaret edin:
s-monovette-tempus600.
sarstedt.com

Sorularınızın olması durumunda:
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Web sitemizi de ziyaret edin: www.sarstedt.com