


# Die neue Deep Well Platten Generation

Verbesserte Qualität, optimiertes Design und mehr Optionen



## Herausragende Performance bei allen Standardanwendungen

Die neuen Deep Well Platten von SARSTEDT bieten eine herausragende Performance bei allen Standardanwendungen.

### Sie sind perfekt geeignet, um Proben:

- aufzubereiten
- zu zentrifugieren
- zu transportieren
- zu lagern und zu mischen



### Die komplett optimierte Geometrie bietet viele Features:

- Maximales Fassungsvermögen bei geringem Materialeinsatz
- Verbesserte Probendurchmischung sowie optimierte Probenrückgewinnung
- Sicher stapelbar, daher deutlich verbesserte Lagerkapazität,
- Luftschleusen, um gefrorene Proben im Wasserbad aufzutauen

Selbstverständlich liefern wir die Produkte – ready to use – zertifiziert nach unserem hohen Reinheitsstandard PCR Performance Tested (frei von humaner & bakterieller DNA, DNasen, RNasen & PCR-Inhibitoren).

## NEU Deep Well Platten geeignet für die automatisierte Probenisolation

Da moderne Labortechnik an die zugehörigen Verbrauchsmaterialien zurecht hohe Ansprüche stellt, unterstützt die neuen Deep Well Platten Generation die automatisierte Probenisolation auf KingFisher™, und vielen weiteren Probenisoliationsgeräten.

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Material	Verpackung	Bestell-Nr.
Deep Well Platte, V-Boden, 2,2 ml	transparent		PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	<b>82.1972</b>
Spitzenkamm	transparent		PP	2 Stück / Beutel & 20 Stück / Karton	<b>82.1972.800</b>

\* Kompatible Systeme: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

## Deep Well Platten

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Material	Verpackung	Bestell-Nr.
Deep Well Platte, Rundboden, 0,5 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei	PP	7 Stück / Beutel & 56 Stück / Karton	<b>82.1969.002</b>
Deep Well Platte, Rundboden, 1,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei	PS	4 Stück / Beutel & 32 Stück / Karton	<b>82.1970.002</b>
Deep Well Platte, Rundboden, 1,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei	PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	<b>82.1971.002</b>

## Verschlussfolien

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Durchstechbar	Verpackung	Bestell-Nr.
Adhäsive Aluminium-Folie	aluminium	DNase-/RNase-frei	ja	100 Stück / Beutel	<b>95.1995</b>
Adhäsive Verschlussfolie	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei	nein	100 Stück / Beutel	<b>95.1992</b>

## Verschlussmatte für Deep Well Platten

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Verpackung	Bestell-Nr.
Verschlussmatte, für Deep Well Platten 0,5 ml und 1,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei	10 Stück / Beutel & 50 Stück / Karton	<b>95.1990.002</b>
Verschlussmatte, für Deep Well Platten 2,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei	10 Stück / Beutel & 250 Stück / Karton	<b>95.1991.002</b>

SARSTEDT AG & Co. KG  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Tel.: +49 2293 305 0  
Fax: +49 2293 305 3450  
Kundenservice Deutschland  
Telefon 0800 0 83 305 0  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com