



# Die neue Deep Well Platten Generation

Verbesserte Qualität, optimiertes Design und mehr Optionen



# Herausragende Performance bei allen Standardanwendungen

Die neuen Deep Well Platten von SARSTEDT bieten eine herausragende Performance bei allen Standardanwendungen.

## Sie sind perfekt geeignet, um Proben:

- aufzubereiten
- zu zentrifugieren
- zu transportieren
- zu lagern und zu mischen



## Die komplett optimierte Geometrie bietet viele Features:

- Maximales Fassungsvermögen bei geringem Materialeinsatz
- Verbesserte Probendurchmischung sowie optimierte Probenrückgewinnung
- Sicher stapelbar, daher deutlich verbesserte Lagerkapazität,
- Luftschleusen, um gefrorene Proben im Wasserbad aufzutauen

Selbstverständlich liefern wir die Produkte – ready to use – zertifiziert nach unserem hohen Reinheitsstandard PCR Performance Tested (frei von humaner und bakterieller DNA, DNasen, RNasen & PCR-Inhibitoren).

## Deep Well Platten geeignet für die automatisierte Probenisolation

Da moderne Labortechnik an die zugehörigen Verbrauchsmaterialien zurecht hohe Ansprüche stellt, unterstützt die neue Deep Well Platten Generation die automatisierte Probenisolation auf KingFisher™ und vielen weiteren Probenisoliationsgeräten\*.

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Material	Verpackung	Bestell-Nr.
Deep Well Platte, V-Boden, 2,2 ml*	transparent		PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	82.1972
Spitzenkamm**	transparent		PP	2 Stück / Beutel & 20 Stück / Karton	82.1972.800

\* Kompatible Systeme: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

\*\* Kompatible Systeme: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

## Deep Well Platten

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Material	Verpackung	Bestell-Nr.
Deep Well Platte, Rundboden, 0,5 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei,	PP	7 Stück / Beutel & 56 Stück / Karton	82.1969.002
Deep Well Platte, Rundboden, 1,2 ml	transparent	pyrogenfrei/	PS	4 Stück / Beutel & 32 Stück / Karton	82.1970.002
Deep Well Platte, Rundboden, 1,2 ml	transparent	endotoxinfrei	PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	82.1971.002

## Verschlussfolien

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Durchstechbar	Verpackung	Bestell-Nr.
Adhäsive Aluminium-Folie	aluminium	DNase-/RNase-frei	ja	100 Stück / Beutel	95.1995
Adhäsive Verschlussfolie	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/	nein	100 Stück / Beutel	95.1992
		endotoxinfrei			

## Verschlussmatte für Deep Well Platten

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Verpackung	Bestell-Nr.
Verschlussmatte, für Deep Well Platten 0,5 ml und 1,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/	10 Stück / Beutel & 50 Stück / Karton	95.1990.002
Verschlussmatte, für Deep Well Platten 2,2 ml	transparent	endotoxinfrei	10 Stück / Beutel & 250 Stück / Karton	95.1991.002

## SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1  
D-51588 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0  
Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland  
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com