


A nova geração de placas deep well

Qualidade superior, desing otimizado e mais opções



Excelente desempenho para todas as aplicações

As novas Placas Deep Well da SARSTEDT oferecem excelente desempenho em todas as aplicações.

Elas são perfeitas para:

- preparar amostras
- centrifugar amostras
- transportar amostras
- armazenar e misturar amostras

A geometria totalmente otimizada oferece muitos recursos:

- Capacidade máxima com pouco uso de materiais
- Mistura de amostras aprimorada e recuperação otimizada de amostras
- Empilhamento seguro, melhorando significativamente a capacidade de armazenamento,
- Airlocks para descongelar amostras congeladas em banho-maria

Entregamos os produtos prontos para uso, certificados de acordo com nosso padrão de alta pureza PCR Performance Tested (livre de DNA humano e bacteriano, DNases, RNases e inibidores de PCR).

NOVO Placas Deep Well adequadas para isolamento automatizado de amostras

Como a moderna tecnologia laboratorial impõe altas demandas de consumíveis, a nova geração de placas Deep Well oferece suporte ao isolamento automatizado de amostras no KingFisher™ e em muitos outros equipamentos de isolamento de amostras*.

Descrição	Cor	Pureza	Material	Embalagem	Nº do pedido
Placa Deep Well, fundo em V, 2,2 ml	transparente		PP	4 unidades/pacote e 24 unidades/caixa	82.1972
Pente de pontas	transparente		PP	2 unidades/pacote e 20 unidades/caixa	82.1972.800

* Sistemas compatíveis: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

Placas Deep Well

Descrição	Cor	Pureza	Material	Embalagem	Nº do pedido
Placa Deep Well, fundo redondo, 0,5 ml	transparente	Isento de DNA humano e bacteriano,	PP	7 unidades/pacote e 56 unidades/caixa	82.1969.002
Placa Deep Well, fundo redondo, 1,2 ml	transparente	DNases, RNases, inibidores de PCR,	PS	4 unidades/pacote e 32 unidades/caixa	82.1970.002
Placa Deep Well, fundo redondo, 1,2 ml	transparente	pirogênicos e endotoxinas.	PP	4 unidades/pacote e 24 unidades/caixa	82.1971.002

Filmes adesivos de vedação

Descrição	Cor	Pureza	Perfurável	Embalagem	Nº do pedido
Filme adesivo de alumínio	alumínio	Isento de DNases, RNases.	sim	100 unidades/pacote	95.1995
Filmes adesivos de vedação	transparente	Isento de DNA, DNases, RNases, inibidores de PCR, pirogênicos e endotoxinas.	não	100 unidades/pacote	95.1992

Tapete de vedação para Placas Deep Well

Descrição	Cor	Pureza	Embalagem	Nº do pedido
Tapete de vedação, para placas Deep Well 0,5 ml e 1,2 ml	transparente	Isento de DNA, DNases, RNases, inibidores de PCR,	10 unidades/pacote e 50 unidades/caixa	95.1990.002
Tapete de vedação, para placas Deep Well 2,2 ml	transparente	pirogênicos e endotoxinas.	10 unidades/pacote e 250 unidades/caixa	95.1991.002

SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP
Tel: +55 11 4152 2233
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com