



A nova geração de placas deep well

Qualidade superior, desing otimizado e mais opções



Excelente desempenho para todas as aplicações

As novas Placas Deep Well da SARSTEDT oferecem excelente desempenho em todas as aplicações.

Elas são perfeitas para:

- preparar amostras
- centrifugar amostras
- transportar amostras
- armazenar e misturar amostras

A geometria totalmente otimizada oferece muitos recursos:



- Capacidade máxima com pouco uso de materiais
- Mistura de amostras aprimorada e recuperação otimizada de amostras

- Empilhamento seguro, melhorando significativamente a capacidade de armazenamento,
- Airlocks para descongelar amostras congeladas em banho-maria

Entregamos os produtos prontos para uso, certificados de acordo com nosso padrão de alta pureza PCR Performance Tested (livre de DNA humano e bacteriano, DNases, RNases e inibidores de PCR).

Placas Deep Well adequadas para isolamento automatizado de amostras

Como a moderna tecnologia laboratorial impõe altas demandas de consumíveis, a nova geração de placas Deep Well oferece suporte ao isolamento automatizado de amostras no KingFisher™ e em muitos outros equipamentos de isolamento de amostras*.

| Descrição | Cor | Pureza | Material | Embalagem | Nº do pedido |
|-------------------------------------|--------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|
| Placa Deep Well, fundo em V, 2,2 ml | transparente |  | PP | 4 unidades/pacote e 24 unidades/caixa | 82.1972 |
| Pente de pontas | transparente |  | PP | 2 unidades/pacote e 20 unidades/caixa | 82.1972.800 |

* Sistemas compatíveis: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

Placas Deep Well

| Descrição | Cor | Pureza | Material | Embalagem | Nº do pedido |
|--|--------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|
| Placa Deep Well, fundo redondo, 0,5 ml | transparente | Isento de DNA humano e bacteriano, | PP | 7 unidades/pacote e 56 unidades/caixa | 82.1969.002 |
| Placa Deep Well, fundo redondo, 1,2 ml | transparente | DNases, RNases, inibidores de PCR, pirogênios e endotoxinas. | PS | 4 unidades/pacote e 32 unidades/caixa | 82.1970.002 |
| Placa Deep Well, fundo redondo, 1,2 ml | transparente | | PP | 4 unidades/pacote e 24 unidades/caixa | 82.1971.002 |

Filmes adesivos de vedação

| Descrição | Cor | Pureza | Perfurável | Embalagem | Nº do pedido |
|----------------------------|--------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Filme adesivo de alumínio | alumínio | Isento de DNases, RNases. | sim | 100 unidades/pacote | 95.1995 |
| Filmes adesivos de vedação | transparente | Isento de DNA, DNases, RNases, inibidores de PCR, pirogênios e endotoxinas. | não | 100 unidades/pacote | 95.1992 |

Tapete de vedação para Placas Deep Well

| Descrição | Cor | Pureza | Embalagem | Nº do pedido |
|--|--------------|---|---|--------------|
| Tapete de vedação, para placas Deep Well 0,5 ml e 1,2 ml | transparente | Isento de DNA, DNases, RNases, inibidores de PCR, pirogênios e endotoxinas. | 10 unidades/pacote e 50 unidades/caixa | 95.1990.002 |
| Tapete de vedação, para placas Deep Well 2,2 ml | transparente | | 10 unidades/pacote e 250 unidades/caixa | 95.1991.002 |

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com