

Tierisch schonend

Gut für's Tier, gemacht
für die Praxis.



Tiere gut behandeln



„Bei großen Hunden setzen wir die S-Monovette® ein. So können wir ganz einfach und sauber auch mit nur einer Hand das Probenröhrchen befüllen.“

Päanalytik made by SARSTEDT

Die Präanalytik ist die entscheidendste Phase für die Untersuchung jedes Tieres, da selbst bei höchster Präzision moderner Analysegeräte das Messergebnis nur so gut sein kann, wie es die Probenqualität zulässt.

Mit unserer Expertise in der Präanalytik stehen wir Ihnen zur Seite und geben Ihnen Produkte an die Hand, die Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Mit dem Ziel mehr Zeit für die Tiere und Besitzer, die in Ihre Praxis kommen, zu haben.



„Wenn ich nur wenige Tropfen Blut bekomme, hilft mir die Micro-Kanüle so viel wie möglich aus der Entnahme herauszuholen – sie vermeidet die Gerinnung an der Kanülenöffnung.“

Als Innovator mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Humanpräanalytik, bietet SARSTEDT eine Vielzahl von Lösungen, die sich auch in der Veterinärmedizin bewährt haben und bei denen Hygiene, Anwenderfreundlichkeit und Tierwohl im Fokus stehen.

Mit Produkten wie beispielsweise der S-Monovette® setzen wir hygienische Standards für die geschlossene venöse Blutabnahme bei Heimtieren wie Hunden und Katzen. Auch für die spezifischen Anforderungen der kleinsten Patienten wie Kleinsäuger, Vögel oder Reptilien bieten wir passende Lösungen zur Probengewinnung.

Testen Sie unsere durchdachten Systeme und überzeugen Sie sich von den vielen praktischen Vorteilen für Ihre tägliche Arbeit.

Blutentnahme mit SARSTEDT. Gut für's Tier, gemacht für die Praxis.



„Der Einsatz der Multifly®-Kanüle ist für mich eine große Entlastung. Einmal punktiert habe ich genügend Zeit die benötigten Probenröhrchen zu füllen.“



„Wir nennen die Multivette® den ‚Sauger‘. Wir verbinden sie einfach mit der Luer-Kanüle und können, während wir in der Vene sind, auch zwei oder drei Röhrchen mit Blut befüllen.“

- ✓ Sicher
- ✓ Schonend
- ✓ Hygienisch

Für jedes Tier die passende Lösung – gemeinsam für mehr Tierwohl.

In Ihrer Tierarztpraxis treffen verschiedenste Patienten ein, die alle ihre individuellen Bedürfnisse haben. SARSTEDT bietet Ihnen passende Lösungen für die Präanalytik in der Vetrinärmedizin.

- Die S-Monovette® – sichere, schonende und hygienisch Blutentnahme bei größeren Heimtieren
- Die Multivette® – bei kleinen Heimtieren sanft und einfach Blut alleine durch den Venendruck entnehmen
- Die Micro-Kanüle – auch bei besonders empfindlichen Tieren jeden Tropfen sicher auffangen z.B. mit einem Micro-Probengefäß oder einer Microvette®
- Viele weitere praktische Systeme und Einzelprodukte rund um die Blut-, Urin- und Kotprobengewinnung

Mehr zu
Animal Health Care
von SARSTEDT



animalhealthcare.
sarstedt.com



Geschlossene Blutentnahme bei größeren Heimtieren



Das S-Monovette®-Blutnahmesystem ermöglicht Ihnen eine **geschlossene Blutentnahme mit zwei Techniken**. Die Aspirationstechnik ermöglicht eine auf den Blutfluss angepasste und dadurch schonende Entnahme. Bei starkem Blutfluss bietet das duale System der S-Monovette® auch die konventionelle Vakuumtechnik zur Blutentnahme.

Das nachhaltige Blutnahmesystem

Der große Vorteil der Blutentnahme mit einer S-Monovette® ist, dass das Blut direkt in das richtig, präparierte Probengefäß abgenommen werden kann. Es ist keine extra Einzelspritze notwendig, um die Blutprobe in andere Röhren zu überführen. Dies spart Ressourcen und macht die Blutentnahme sicherer und hygienischer als alternative Abnahmemöglichkeiten.

Die nachhaltigere Kartonverpackung hält zudem die Entsorgungskosten und das Abfallvolumen gering.

Machen Sie den Tierarztbesuch für Ihre Patienten und deren Besitzer zu einem positiven Ereignis



Jetzt kostenlos testen!



animalhealthcare.sarstedt.com




„Heute war ich mal wieder beim Doc, aber irgendwie war es diesmal anders: Alles lief total entspannt ab.“

Früher wurde ich einfach ins Bein gestochen und diese rote Flüssigkeit kleckerte überall hin. Heute ging alles ganz schnell und ohne das etwas daneben ging. Das muss am neuen Equipment des Docs liegen.

So kann es von mir aus jetzt immer laufen!“

Lucky, Boxer-Rüde



Die S-Monovette®

Safety Nadelschutz für Einhandbedienung

Sichere und dichte Verbindung durch den vormontierten Adapter

Sichtbare Kontrolle bei erfolgreicher Venenpunktion anhand des ersten Bluttröpfens der in die S-Monovette® bzw. in den Schlauch (bei Safety-Multifly®-Kanüle) eintritt.

Die S-Monovette® ist für Blutmengen von 1,2 - 4,5 ml in unterschiedlichen Präparierungen erhältlich.

Schonende Abnahme durch Aspirationstechnik.



Übrigens die S-Monovette® kann auch mit der Safety-Multifly®-Kanüle eingesetzt werden.

Entspannte Blutentnahme bei kleinen Heimtieren



Die Multivette® 600 ist **für kleine Blutmengen** von 600 µl konzipiert und präpariert. Die Entnahme erfolgt in nahezu geschlossenem Zustand und greift auf den natürlichen Venendruck zurück. Dies macht die Entnahme besonders schonend und einfach.

Die Blutprobe kann direkt in der Multivette® 600 zentrifugiert werden. Das erleichtert die Blutentnahme und spart Zeit.

Durch den geringen Innendurchmesser fällt das Abpipettieren nach der Zentrifugation besonders leicht. Zudem kann die Probe sicher verschlossen ins Labor versendet werden.

Die Multivette® 600




„Heute haben mich meine Dosenöffner wieder in diese Kiste gesteckt und entführt. Als ich endlich herausgelassen wurde, hat man mich erstmal gekraut.“*

Dann passierte etwas Magisches: Man hielt mir so ein Ding ans Fell, das wechselte einfach die Farbe von weiß nach rot, ich wurde nochmal gekraut und durfte wieder nach Hause. War gar nicht schlimm.“

Bella, Bengalkatze


**Dosenöffner bedeutet in der Katzenwelt „Mensch“*



Innenrohr mit spezieller Konstruktion füllt sich alleine durch den venösen Druck

Verschiedene Präparierungen für 600 µl Blutproben

Erfolgreiches Abtropfen bei besonders empfindlichen Tieren



„Hi Leute! Frauchen war besorgt, weil ich mich seit einigen Tagen nicht wohl gefühlt habe. Meine Tierärztin hat mir erstmal Blut abgenommen, um den Grund herauszufinden. Sie hatte eine spezielle Kanüle für mich, die kaum piekt. Ich habe eigentlich gar nichts gemerkt.“

Frauchen war auch viel entspannter als sonst. Das lag sicher daran, dass es ganz schnell vorüber war – sie kann doch kein Blut sehen...“

Coco, Chihuahua-Hündin



Die Micro-Kanüle mit Micro-Probengefäße oder Microvette®

Gerade bei sehr kleinen Tieren und **schwierigen Venenverhältnissen** zählt jeder Tropfen Blut. Die spezielle Micro-Kanüle stellt sicher, dass jeder Tropfen Blut in das Probenröhrchen fließt und nicht vorher gerinnt. Das passende Probenröhrchen kann nach erwartetem Probenvolumen ausgewählt werden.

Die Micro-Probengefäße eignen sich für Mengen von 1,3 ml. Für kleinere Patienten ist die Microvette® in den Volumina 100 µl - 500 µl die richtige Wahl.

Optimale
Fließeigenschaften

Minimaler Blutverlust
ohne Restvolumen im
Ansatzstück

Direktes Befüllen vermeidet
Blutverlust durch späteres
Umfüllen

Flexibilität durch verschiedene
Volumina und Präparierungen



Jetzt
kostenlos
testen!



animalhealthcare.
sarstedt.com

 **SARSTEDT**

SARSTEDT AG & Co. KG

Postfach 12 20

D-51582 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0

Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland

Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Weitere Informationen und
kostenlose Muster zum Test:
animalhealthcare.sarstedt.com

Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.sarstedt.com