



专业宠物采血

毛孩少受罪，诊所更轻松。





善待毛小孩



“我们给大型犬使用 S-Monovette®采血管，单手也能轻松采样。”



“使用 Multifly® 采血针大大减轻了我的工作负担。刺穿之后，我有足够时间来收集血液样本。”



“我们管 Multivette® 叫‘吸管’。只需将它连到鲁尔采血针上，刺入静脉后，就可以轻松收集两三管血液样本。”

- ✓ 可靠
- ✓ 轻柔
- ✓ 卫生

作为一家在人类医学分析前领域拥有数十年经验的创新企业，莎斯特也在宠物领域提供一些列解决方案，专业可靠、使用便捷、动物友好，相关产品已经得到业内广泛认可。

凭借 S-Monovette® 等产品，我们为猫狗等宠物的封闭式静脉采血树立了卫生标准。我们还针对超小体型患病宠物（例如小型哺乳动物、鸟类或爬行动物）的特殊要求提供适用的样本采集解决方案。

欢迎体验我们的解决方案，期望为您日常工作带来实际益处。

使用莎斯特产品进行采血。毛孩少受罪，诊所更轻松。

莎斯特分析前产品

每次对动物进行检查时，分析前的准备工作是至关重要的环节，因为即使现代分析设备的精度再高，也只有在样品质量有保障的前提下才能获得优良的检测分析结果。

凭借在分析前领域的经验积累，我们为您提供专业的产品支持，节省时间，方便接待更多前来就诊的宠物。

为每只动物提供适用的解决方案——共同努力，提升动物幸福指数。

来到动物医院的患病宠物多种多样，需求多样，莎斯特为您提供合适的解决方案。

- S-Monovette®——适用于大型宠物，可靠、温和、卫生
- Multivette®——适用于小型宠物，只靠静脉压即可轻松温和采血
- 微型采血器——适用于敏感类动物，可用微量采血管Microvette® 等安全地收集每一滴血样
- 还有更多其他适用于采集血液、尿液和粪便样本的产品

了解更多莎斯特动物医疗产品相关信息




animalhealthcare.sarstedt.com



“如果我只想采集几滴血，那么微型采血器可以帮助我最大程度地多收集到血液，避免在采血器针尖发生凝血。”



大型宠物, 封闭采血




“今天我又去看医生了, 但不知为什么这次不一样: 一切都特别轻松。”

以前老是扎我的腿, 流出来的红色液体溅得到处都是。今天一切都特别快, 没出任何状况。这肯定是因为医生用了新工具。

现在我再也不害怕去医院了!”

小幸运, 一只拳师母犬



使用 S-Monovette® 采血系统, 即可用**两种方法进行封闭式采血**。抽吸法可以适应血流条件, 实现温和采血。在血流条件好的情况下, S-Monovette® 的双重采血设计也可以轻松转换为真空采血。

环保血液采集方案

与传统真空采血管相比, S-Monovette® 更加环保。

S-Monovette® 的显著优点是可以连续采集多个血样, 而无需将血样转移到其他样品管中。不同的 S-Monovette® 中已预添加了所需添加剂。

节省空间的产品设计和环保的包装, 大大降低了处理成本及材料损耗。

此外, 生产 S-Monovette® 所需要的材料比市面上的真空采血管减少约三分之一。

为患病宠物和养主带来更好的就诊体验。



扫码申请免费试用



animalhealthcare.
sarstedt.com

S-Monovette®

单手操作的安全针头护套

预装有适配器, 连接更可靠严密

可以通过观察 S-Monovette® 或软管 (使用 Safety- Multify® 蝴蝶针) 中是否有回血, 判断静脉穿刺是否成功。

提供适用于 1.2 - 4.5 ml 血量、添加有不同添加剂的 S-Monovette®。

采用抽吸法温和采血。




此外, S-Monovette® 还可以与 Safety- Multify® 蝴蝶针一起使用。

小型宠物, 轻松采血



特别敏感的动物, 也能成功采血



“嘿, 小伙伴们! 我的女主人很担心, 因为我已经不舒服好几天了。兽医先给我抽了血, 好检查原因。她给我用了一种特殊的针, 几乎不疼。我真的什么都没感觉到。”

女主人也比平时轻松了很多。肯定是因为特别快就抽完了, 因为她见不得血.....”

可可, 一只吉娃娃母犬



Multivette® 600 专为 600 µl 少量采血设计制备。在几乎封闭的状态下利用静脉压完成采血, 整个采血过程轻松且温和。

血样可以直接在 Multivette® 600 中进行离心, 采血简单容易, 节省时间。

小内径的设计便于离心后移液, 也可以进行密封后送往实验室。

对于体型很小且静脉条件不佳的动物而言, 每一滴血都尤其宝贵。特制的微型采血针可确保每一滴血都流入样品管, 而不会出现提前凝血。可根据预计采血量选择合适, 可根据采血量选择合适的采样管。

微量采血管适用于1.3ml采血, 对于提醒较小的患病宠物而言, 100 µl - 500 µl 容量的 Microvette® 是理想之选。

Multivette® 600

微型采血针与微量采血管或 Microvette® 配合使用

特殊构造内管设计, 通过静脉压完成采血。


添加有不同添加剂, 适用于采集 600 µl 血样

流动性极佳

接头中无残留血量, 血样损失极少

直接采样, 避免二次移液消耗血样

提供不同容量和添加剂, 灵活性高



“今天, 我的铲屎官*又把我塞在箱子里掳走了。我终于被放出来时, 他们先撸了我一阵。”

然后, 神奇的事情发生了: 他们用一个东西贴着我的毛, 然后这个东西就从白色变成了红色, 又撸了我一阵之后, 我就可以回家了, 感觉还不错。”

贝拉, 一只孟加拉猫

*在猫星上, 铲屎官是“人类”的意思



即刻免费试用吧!



animalhealthcare.sarstedt.com

莎斯特 (上海) 贸易有限公司

上海市东方路69号裕景国际商务
广场A座1706室 200120

电话: +86 21 50 62 01 81

传真: +86 21 50 58 07 00

info.cn@sarstedt.com

www.sarstedt.com



关于更多信息和免费试用品:
animalhealthcare.sarstedt.com

如有任何疑问:
我们很乐于为您提供帮助!

欢迎访问我们的网站: www.sarstedt.com