

Zellkulturprodukte

von SARSTEDT



**READY.
SET.
GROW!**



Life Science

SARSTEDT: Exzellenz in der Zellkultur



Kostenlos und
unverbindlich testen!

cellculture.
sarstedt.com

Setzen Sie mit SARSTEDT neue Standards in der Zellkultivierung! Unsere innovative Produktlinie, bestehend aus Flaschen, Schalen, Platten und umfangreichen Ergänzungen, bietet vielfältige Wachstumsoberflächen für alle in vitro Bedingungen und ist maßgeschneidert für die Bedürfnisse der meisten Zelltypen. Unsere präzise Fertigung und höchste Qualitätsstandards bereiten den Weg für exzellente Wissenschaft.

Dank des SARSTEDT Farbcodes finden Sie auf einen Blick das richtige Gefäß. Vertrauen Sie auf die wissenschaftliche Expertise und das Portfolio von SARSTEDT.

Zellkulturschalen

- SARSTEDT SUREGrip – Äußerer Ring ermöglicht **sicheres Greifen durch haptisches Feedback**
- Deutliche Pfeile an Boden und Deckel für **einheitliche Positionierung**
- **Gasaustausch** durch Belüftungsnocken im Deckel
- **Sicheres Stapeln** dank ausgeprägter Ringe
- Schalen in \varnothing 35 mm und \varnothing 60 mm mit **Grid für Klonierungsexperimente**

Der SARSTEDT Farbcode kennzeichnet die drei Oberflächenbeschaffenheiten der Kulturgefäße, welche optimale Zellwachstumsbedingungen schaffen.

Rot – Die Standardoberfläche für adhärente Zellen

Gelb – Die SARSTEDT Cell+ Oberfläche für anspruchsvolle adhärente Zellen und für unter serum-reduzierten/serum-freien Bedingungen kultivierte Zellen

Grün – Die SARSTEDT Suspensionskultur-Oberfläche

Hier finden Sie die richtige Oberfläche für Ihre Zellkultur:




Zellkulturflaschen

- **Erreichbarkeit** mit Pipetten und Schabern
- Große **Beschriftungsfelder**
- **Eingravierte und aufgedruckte Skalierung**
- **Hohe Kippsicherheit** mit Stapelrand
- **Verringerung des Kontaminationsrisikos** durch schrägen Flaschenhals und Anti-Tropfkante

Zellkulturplatten

- Alphanumerische Kennzeichnung am Rand sowie zwischen den Wells für **bessere Orientierung** beim Befüllen
- **Verringertes Kontaminationsrisiko** beim Pipettieren dank freistehender Vertiefungen
- **Sicheres Greifen** durch griffige Seitenraster
- Transparente Seitenwände ermöglichen **optische Kontrolle** des Mediums
- Integrierte Belüftungsnocken und Kondensationsringe im Deckel für **Gasaustausch und Verdunstungsminimierung**



Wir begleiten mit einem umfangreichen Portfolio den kompletten Workflow der Zellkultur.

Einen Überblick finden Sie auf cellculture.sarstedt.com
Let's grow! SARSTEDT

SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1
D-51588 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com