

Produits de culture cellulaire

SARSTEDT



**READY.
SET.
GROW!**



Life Science

SARSTEDT : l'excellence dans la culture cellulaire



Testez-la gratuite-
ment et sans
engagement !

cellculture.
sarstedt.com/fr

Avec SARSTEDT, établissez de nouvelles normes en matière de culture cellulaire ! Notre ligne de produits innovants, composée de flacons, de boîtes, de plaques et de nombreux autres accessoires, offre des surfaces de croissance variées pour toutes les conditions in vitro et est conçue sur mesure afin de satisfaire aux besoins de la plupart des types de cellules. Notre fabrication précise et nos normes de qualité les plus élevées ouvrent la voie à l'excellence scientifique.

Grâce au code couleur SARSTEDT, vous trouverez le bon support en un clin d'œil. Faites confiance à l'expertise scientifique et à la gamme SARSTEDT.

Boîtes de culture cellulaire

- SARSTEDT SUREGrip – L'anneau extérieur permet **une prise en main sûre grâce à un retour haptique**
- Flèches claires sur le fond et le couvercle pour un **positionnement uniforme**
- **Échange de gaz** grâce à des ergots d'aération dans le couvercle
- **Empilement sûr** grâce à des anneaux distincts
- Boîtes en \varnothing 35 mm et \varnothing 60 mm avec **grille pour les expériences de clonage**

Le code couleur SARSTEDT

identifie les trois propriétés de surface des supports de culture qui créent des conditions optimales pour la croissance des cellules.

Rouge – Les surfaces standard SARSTEDT pour cellules adhérentes

Jaune – Les surfaces SARSTEDT Cell+ pour les cellules adhérentes exigeantes et pour les cellules cultivées dans des conditions avec sérum réduit/sans sérum

Vert – Les surfaces pour culture en suspension SARSTEDT

Vous trouverez ici la surface adaptée à votre culture cellulaire :



Flacons de culture cellulaire

- **Accessibilité** avec des pipettes et des grattoirs
- Grandes **plages d'écritures**
- Graduation **gravée et imprimée**
- **Bonne stabilité avec** le rebord d'empilement
- **Réduction du risque de contamination** grâce au col incliné du flacon et au bord anti-gouttes

Plaques de culture cellulaire

- Marquage alphanumérique sur le bord et entre les puits pour **une meilleure orientation** lors du remplissage
- **Réduction du risque de contamination** lors du pipetage grâce aux puits isolés
- **Prise en main sûre** grâce à des grilles latérales faciles à saisir
- Les parois latérales transparentes permettent un **contrôle visuel** du milieu.
- Ergots d'aération et anneaux de condensation intégrés dans le couvercle pour **l'échange de gaz et la minimisation de l'évaporation**



Nous accompagnons le flux de travail
complet de la culture cellulaire grâce
à un large portefeuille de produits.

Vous trouverez un aperçu sur cellculture.sarstedt.com/fr
Let's grow! SARSTEDT

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com