

Productos de cultivo celular

de SARSTEDT



**READY.
SET.
GROW!**



Life Science

SARSTEDT: Excelencia en el cultivo celular



¡Prueba gratuita y
sin compromiso!

cellculture.
[sarstedt.com/es](https://www.sarstedt.com/es)

Marque tendencia en el cultivo celular con SARSTEDT. Nuestra innovadora línea de productos, que contiene frascos, placas y placas de pocillos, así como innumerables complementos, ofrece numerosas superficies de crecimiento para todas las condiciones de cultivo in vitro y está diseñada a medida para las necesidades de la mayoría de los tipos de células. Nuestra precisión de fabricación y exigentes estándares de calidad crean las condiciones para una investigación excelente.

El código de color de SARSTEDT permite identificar el recipiente adecuado de un vistazo. Confíe en los conocimientos científicos y en el catálogo de SARSTEDT.

Placas de cultivo celular

- SARSTEDT SUREGrip – El anillo exterior permite un **agarre seguro gracias a la respuesta táctil**
- Flechas claramente visibles en el fondo y en la tapa para un **posicionamiento claro**
- **Intercambio de gases** gracias a las ranuras de ventilación en la tapa
- **Apilado seguro** mediante los anillos en relieve
- Placas de \varnothing 35 mm y \varnothing 60 mm con **rejilla para experimentos de clonación**

El código de color de SARSTEDT

identifica los tres acabados de superficie de los recipientes de cultivo que crean condiciones óptimas para el crecimiento celular.

Rojo – La superficie estándar para las células adherentes

Amarillo – La superficie SARSTEDT Cell+ para células adherentes exigentes y para células cultivadas en condiciones de suero reducido o sin suero

Verde – La superficie para cultivo de suspensión de SARSTEDT

Aquí encontrará la superficie apropiada para su cultivo celular:



Frascos de cultivo celular

- **Accesibles** a pipetas y raspadores
- **Campos de etiquetado grandes**
- Escala **grabada e impresa**
- **Alta estabilidad contra vuelcos** con el borde de apilado
- **Menor riesgo de contaminación:** con el cuello inclinado del frasco y borde antigoteo

Placas con pocillo de cultivo celular

- Identificación alfanumérica en el borde, así como entre pocillos, para **mejorar la orientación** al llenar
- **Menor riesgo de contaminación** al pipetear gracias a las huecos independientes
- **Agarre seguro** gracias a rejillas anti-deslizantes laterales
- Las paredes laterales transparentes permiten la **inspección visual** del medio.
- Ranuras de ventilación y anillos de condensación en la tapa para el **intercambio de gases y mejora de la evaporación**



Le acompañamos con un enorme
catálogo para todo el flujo de trabajo
del cultivo celular.

Puede consultarlo en cellculture.sarstedt.com/es
Let's grow! SARSTEDT

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.

Alfredo B Nobel 3, Bodega 10
Colonia Los Reyes Industrial
54073 Tlalnepantla de Baz
Estado de México

Tel: +5255 8501 1577
Fax: +5255 8501 1578

info.mx@sarstedt.com
www.sarstedt.com