

Produtos para cultura celular

da SARSTEDT



**READY.
SET.
GROW!**



Life Science

SARSTEDT: excelência na cultura celular



Experimente grátis e
sem compromisso!

cellculture.
sarstedt.com/br

Estabeleça novos padrões na cultura celular com a SARSTEDT! A nossa linha inovadora de produtos, constituída por frascos, vários tipos de placas e acessórios complementares, oferece superfícies multifacetadas de crescimento para todas as condições in vitro e é feita à medida das necessidades da maior parte dos tipos de células. O nosso fabrico rigoroso e os mais elevados padrões de qualidade preparam o caminho para a ciência de excelência.

Graças ao código de cores da SARSTEDT encontra facilmente o recipiente correto. Confie na experiência científica e na gama de produtos da SARSTEDT.

Placas de Petri

- SARSTEDT SUREGrip – O aro exterior permite um **manuseamento seguro** graças à **resposta tátil**
- Setas claras no fundo e na tampa para **o posicionamento uniforme**
- **Troca de gases** através de ventilação na tampa
- **Empilhamento seguro** graças aos aros em relevo
- Placas de Ø 35 mm e Ø 60 mm com **grelha para experiências de clonagem**

O código de cores SARSTEDT

identifica as três características de superfície dos recipientes de culturas, que criam condições ideais para o crescimento das células.

Vermelho – A superfície standard para células aderentes

Amarelo – A superfície SARSTEDT Cell+ para células de aderência difícil e para células cultivadas em condições com soro reduzido/ sem soro

Verde – A superfície SARSTEDT para a cultura em suspensão

Aqui encontra a superfície certa para a sua cultura celular:



Frascos de cultura celular

- **Acessível** com pipetas e raspadores
- **Campo de inscrição grande**
- Escalas **gravadas e impressas**
- **Elevada estabilidade** com rebordo para empilhamento
- **Redução do risco de contaminação** devido à boca inclinada do frasco e ao aro anti-gotejamento

Placas multipoços

- Identificação alfanumérica no rebordo e entre os poços para uma **melhor orientação** ao encher
- **Menor risco de contaminação** na pipetagem, graças aos poços individuais
- **Manuseamento seguro** graças às ranhuras laterais com boa aderência
- As laterais transparentes possibilitam o **controlo visual** do agente
- Saídas de ventilação integradas e aros de condensação na tampa para **troca de gases e redução da evaporação**



Com uma gama de produtos abrangente,
acompanhamos o fluxo completo de trabalho
da cultura celular.

Uma apresentação geral pode ser consultada em cellculture.sarstedt.com/br
Let's grow! SARSTEDT

SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra

Tel: +351 21 915 6010

Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com

www.sarstedt.com