

To make your
workflow excellent.

 SARSTEDT

Безопасная игла S-Monovette® 23G

Люди в центре внимания



- **Индивидуальное решение** для пациентов со сложными венами
- **Минимальные болевые ощущения** благодаря проверенному качеству игл SARSTEDT
- **Готовы к немедленному использованию** — как обычно, без сборки



Преаналитика

Безопасная игла S-Monovette® 23G

Демографические изменения и неуклонное повышение качества ухода за пациентами требуют новых и индивидуальных решений в области взятия крови. Для пункции вен с особыми требованиями компания SARSTEDT первой в мире предложила «жесткую» иглу

размера 23G, которая уже много лет успешно используется в безопасных иглах Safety-Multifly®!

Безопасная игла S-Monovette® 23G x 1" — это оптимальное решение для пациентов всех возрастов, которое также может использоваться вместо безопасной иглы 23G Safety-Multifly®, если это экономически необходимо.



- Безопасная игла со встроенным держателем
- Мгновенная готовность к использованию — нет необходимости в трудоемкой сборке иглы и держателя
- Гарантированная безопасность благодаря плоскому углу прокола
- Безопасная игла: Активируемый одной рукой иглопротектор для максимального удобства работы; безопасный иглопротектор соответствует национальным и международным нормам, таким как TRBA250 и Директива ЕС 2010/32/EU

Безопасная игла S-Monovette® 23G

Ø x длина	Цвет	Упаковка (доп. уп./внутр. карт. уп./внешн. карт. уп.)	Доп. уп.	Минимальное количество заказа	Кат. №
23G x 1"	■	1 / 50 / 500		500	85.1442.200

ООО «САРШТЕДТ»

198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1

Тел: +7 495 937 52 28

info.ru@sarstedt-russia.com

www.sarstedt.com

