

Bezpečnostné výrobky

S nami ste už teraz na bezpečnej strane!

Nové



11. mája 2013:
Zavedenie smernice EU
2010/32/EU do národného práva

Chráňte seba a svojich pacientov

...s komplexným bezpečnostným riešením
odberu krvi od spoločnosti SARSTEDT



EU-smernica k zabráneniu poranenia ostrými predmetmi v nemocniciach a ostatných zdravotníckych zariadeniach

Nadobudnutím platnosti smernice EU 2010/32/EU k zabráneniu poranenia ostrými/špicatými predmetmi v nemocniciach a ostatných zdravotníckych zariadeniach dňa 11. mája 2013 na národnej úrovni má byť vytvorené čo možno najbezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov zdravotníctva. Zamestnanci zdravotníckeho sektoru sú vystavení riziku poranenia pichnutím ihlou alebo ostrými/špicatými predmetmi. Zamestnanci sa môžu infikovať krvou prenosnými choroboplodnými zárodkami (vírusmi, baktériami, plesňami a inými mikroorganizmami). Najrozšírenejšími vírusmi sú síce HIV, hepatitída B (HBV) a C (HCV), existuje avšak viac ako 20 krvou prenosných chorôb.

Okrem iného budú požadované nasledujúce preventívne a ochranné opatrenia:

- zabránenie zbytočnému používaniu ostrých/špicatých predmetov
- príprava lekárskeho pomôcku s integrovanými bezpečnostnými a ochrannými mechanizmami
- zavedenie bezpečných pracovných pravidiel
- presadenie bezpečného postupu pri zaobchádzaní s ostrými/špicatými predmetmi a ich likvidácii
- zákaz opätovného nasadenia ochranného krytu na použitú ihlu
- použitie osobných ochranných prostriedkov

Publikácie

- Prípadová štúdia: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA –European Agency for Safety and Health at Work, zdroj: http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick_2014-howto-preventneedlestick-injuries-effectively
- E-Facts 40: zhodnotenie nebezpečia poranenia a ohrozenia poranenia bodnutím ihlou, EU-OSHA-European Agency for Safety and Health at Work, zdroj: <http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efect40>
- NHS informácie, zdroj: http://www.nhsemployers.org/EmplomentPolicyAndPractice/European_employment_policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Bezpečnostná ihla – bezpečnosť pri rutinnom odbere krvi



predmontovaný systém

Bezpečnostná ihla je vždy pripravená k použitiu a nemusí byť namontovaná na držiak ihly.



Bezpečná punkcia

...vďaka plochému uhlu vpichu je vhodná tiež u zle viditeľných žíl

Bezpečná ochrana ihly


Špeciálna ochrana bezpečnostnej ihly poskytuje užívateľovi bezpečné ukončenie odberu krvi vďaka zasunutiu ihly do ochranného púzdra ihly. Následné znehodnotenie sa vykoná vložением do vhodného boxu pre likvidáciu.



Safety-Multifly® - bezpečnosť pri obtiažnom zavedení ihly do žil

Ochrana ihly - obsluha jednou rukou, predmontovaný adaptér, optimálne balenie & materiál

Obsluha ochrany ihly Safety-Multifly® je možná jednou rukou a preto ponúka maximálny pracovný komfort. Adaptér Safety-Multifly®-ihly je už namontovaný a tvorí jednotku pripravenú k použitiu. Balenie a hadičky Safety-Multifly®-ihly sú prispôbené potrebám odberu krvi a k neskoršiemu jednoduchému vložению do boxu určeného pre likvidáciu týchto predmetov.



Safety-lanceta- pre bezpečnú, pohodlnú a šetrnú punkciu

- sterilný jednorazový výrobok zabraňuje poraneniu bodnutím ihlou, pretože sa ihla a čepeľ nachádzajú pred a po použití vždy v bezpečnom púzdre lancety.
- výber rôznych veľkostí ihiel a čepelí s rôznymi hĺbkami vpichu pre punkciu prsta, ušného laloku alebo päty
- jednoduchá manipulácia vďaka prednapätému systému, jednoduché odňatie ochranného krytu ihly a stlačenie spúšťacieho tlačidla
- rôzne možnosti držania vďaka ergonomickému tvaru a vrubom na ryhovanom púzdre lancety





Multi-Safe zberný box na likvidáciu

- bezpečná a pre užívateľa komfortná likvidácia ostrých a špicatých predmetov
- plniaci otvor môže byť postupne zväčšený vylomením 2 klapiek z viečka
- univerzálne sťahovacie zariadenie pre (Luer-) ihly a inzulínové perá

Náš servis – Vaša výhoda



Naši kvalifikovaní poradcovia Vám radi poradia priamo u Vás na pracovisku. Radi si pre Vás urobíme čas a zodpovieme všetky Vaše dotazy. Vďaka nášmu školeniu Vám poskytneme potrebnú istotu a podporíme Vás pri zapracovaní nových spolupracovníkov.



Pod pojmom **servis** a **partnerstvo** rozumieme tiež priamu podporu všetkých Vašich spolupracovníkov, ktorí denne pracujú alebo budú v budúcnosti pracovať s našimi výrobkami.

SARSTEDT spol. s r. o.
Udernícka 11
85101 Bratislava
Tel.: 00421 2 68 245 933
Fax: 00421 2 68 245 934
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com