


Pour l'utilisation des consommables Sarstedt en Cryoconservation

Les consommables « Cryo Performance Tested » satisfont les critères de pureté certifiés suivants:

- ✓ Stérile
- ✓ Exempt de pyrogènes / endotoxines
- ✓ Non cytotoxique
- ✓ Non mutagène
- ✓ CE 

Nous vous garantissons que les valeurs limites suivantes sont respectées:

Stérilité validée selon la norme ISO 11137

Pyrogènes / Endotoxines <0,06 UE/ml

Non cytotoxique selon la norme ISO 10993

Absence de mutagenicité selon le test d'Ames II