



ザルスタット”クリオピュア”製品のご利用にあたって

クリオピュアチューブは下記の品質基準を満たしています

- ✓ 滅菌
- ✓ Pyrogen-free/endotoxin-free
- ✓ DNA-free
- ✓ DNase/RNase-free
- ✓ Non-cytotoxic
- ✓ Non-mutagenic
- ✓ CE IVD

品質基準値

滅菌 DIN EN ISO 11137に準拠

Pyrogens/endotoxins <0.06 EU/ml

Human DNA <0.5 pg/μl, bacterial DNA <0.02 pg/μl

DNase <1x10⁻⁵ U/μl, RNase <1x10⁻⁹ Kunitz-units/μl

Non-cytotoxic ISO10993に準拠

Non-mutagenic エームズテストII合格

仕様は予告なく変更する場合があります。