



## ザルスタット”クリオピュア”製品のご利用にあたって

クリオピュアチューブは下記の品質基準を満たしています

- ✓ 滅菌
- ✓ Pyrogen-free/endotoxin-free
- ✓ Non-cytotoxic
- ✓ Non-mutagenic
- ✓ CE 

### 品質基準値

滅菌 DIN EN ISO 11137に準拠  
 Pyrogens/endotoxins <0.06 EU/ml  
 Non-cytotoxic ISO10993に準拠  
 Non-mutagenic エームズテストII合格

仕様は予告なく変更する場合があります。