



Использование расходных материалов SARSTEDT в криоконсервации

Изделия стандарта Cryo Performance Tested отвечают следующим сертифицированным критериям чистоты:

- ✓ стерильность
- ✓ отсутствие пирогенов/эндотоксинов
- ✓ отсутствие ДНК
- ✓ отсутствие ДНК-азы/РНК-азы
- ✓ отсутствие цитотоксичности
- ✓ отсутствие мутагенности
- ✓ CE IVD

Мы гарантируем соблюдение следующих предельных значений:

Стерильность валидирована согласно ISO 11137

Пирогены / эндотоксины < 0,06 ЭЕ/мл

ДНК человека < 0,5 фг/мкл

ДНК бактерий < 0,02 фг/мкл

ДНК-аза < 1×10^{-5} единиц/мкл

РНК-аза < 1×10^{-9} единиц Кунитца/мкл

Отсутствие цитотоксичности согласно ISO 10993

Отсутствие мутагенности по тесту Эймса II