



## Für die Anwendung von SARSTEDT Verbrauchsartikeln in der Cryokonservierung

Cryo Performance Tested-Artikel erfüllen folgende zertifizierte  
Reinheitskriterien:

- ✓ Steril
- ✓ Pyrogenfrei / endotoxinfrei
- ✓ DNA-frei
- ✓ DNase- /RNase-frei
- ✓ Nicht-zytotoxisch
- ✓ Nicht-mutagen
- ✓ CE IVD

Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden:

Sterilität validiert gemäß ISO 11137

Pyrogene / Endotoxine <0,06 EU/ml

Humane DNA <0,5 pg/μl, bakterielle DNA <0,02 pg/μl

DNase <1x10<sup>-5</sup> U/μl, RNase <1x10<sup>-9</sup> Kunitz-units/μl

Nicht-zytotoxisch gemäß ISO 10993

Mutagenitätsfreiheit nach Ames Test II