



Para el uso de material fungible Sarstedt en el área de cultivo celular

Los artículos "TC Tested" cumplen los siguientes criterios de pureza certificados:

- ✓ Estériles
- ✓ Apirógenos / libres de endotoxinas
- ✓ No citotóxicos
- ✓ Libres de DNA
- ✓ Libres de DNasa / RNasa

Garantizamos que se cumplen los valores límite siguientes:

Esterilidad validada según ISO 11137

Pirógenos / Endotoxinas <0,06 UE/ml

No citotóxicos según ISO 10993

DNA humano <0,5 pg/ μ l

DNA bacteriano <0,02 pg/ μ l

DNasa <7,1x10⁻⁵ U/ μ l

RNasa <7,1x10⁻⁹ U/ μ l