



ザルスタット“細胞・組織培養製品”のご利用にあたって

細胞・組織培養製品は下記の品質基準を満たしています

- ✓ 滅菌
- ✓ Pyrogen-free/endotoxin-free
- ✓ Non-cytotoxic
- ✓ DNA-free
- ✓ DNase/RNase-free

品質基準値

滅菌 DIN EN ISO 11137に準拠
 Pyrogens/endotoxins <0.06 EU/ml
 Non-cytotoxic according to ISO 10993
 Human DNA <0.5 pg/μl
 Bacterial DNA <0.02 pg/μl
 DNase <7.1x10⁻⁵ U/μl
 RNase <7.1x10⁻⁹ U/μl

仕様は予告なく変更する場合があります。