



## Für die Anwendung von Sarstedt Verbrauchsartikeln im Bereich der Zell- und Gewebekultur

TC Tested-Artikel erfüllen folgende zertifizierte Reinheitskriterien:

- ✓ Steril
- ✓ Pyrogenfrei / endotoxinfrei
- ✓ Nicht-zytotoxisch
- ✓ DNA-frei
- ✓ DNase- /RNase-frei

Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden:

Sterilität validiert gemäß ISO 11137  
Pyrogene / Endotoxine <0,06 EU/ml  
Nicht-zytotoxisch gemäß ISO 10993  
Humane DNA <0,5 pg/µl  
Bakterielle DNA <0,02 pg/µl  
DNase <7,1x10<sup>-5</sup> U/µl  
RNase <7,1x10<sup>-9</sup> U/µl