



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 73.650.500 |
| Description d'article | Tube à échantillon, convient à compteur Coulter, bouchon séparé, matériau : PS, (L x Ø) : 60 x 34 mm, 250 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.17 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|------------------|
| Graduation | non |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Compatible avec | compteur Coulter |
| Forme du fond | fond plat |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------|
| Diamètre | 34 mm |
| Diamètre de l'ouverture | 12 mm |
| Longueur du produit | 60 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polystyrène (PS) |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | Diagnostic in-vitro, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 250 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 18000 |
| Profondeur du carton | 398 mm |
| Largeur du carton | 398 mm |
| Hauteur du carton | 300 mm |
| Volume du carton | 0.0475 cbm |
| Poids du produit | 0.0077 kg |
| Poids du carton | 4.51 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917157841 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917157834 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

