



Description d'article

Numéro de commande	82.1581.120
Description d'article	Plaque ELISA, 96 puits, fond plat, sans couvercle, matériau : PS, noir, Adsorption moyenne, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Forme du fond	fond plat
Nombre de puits	96
Type de récipient	Plaque

Dimensions

Volume max.	390 µl
Largeur du produit	85.2 mm
Hauteur du produit	14.35 mm
Longueur du produit	127.8 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit noir

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt
d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 25
pièces / carton 50
pièces / pallet 2800
Profondeur du carton 279 mm
Largeur du carton 232 mm
Hauteur du carton 365 mm
Volume du carton 0.0236 cbm
Poids du produit 0.0408 kg
Poids du carton 2.86 kg
Code EAN de la boîte 4038917365338
Code EAN du carton
d'emballage 4038917365321

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

