



Description d'article

Numéro de commande	62.554.502
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, HD-PE, bouchon : rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'aprogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	120 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0393 cbm
Poids du produit	0.0063 kg
Poids du carton	3.74 kg
Code EAN de la boîte	4038917113182
Code EAN du carton d'emballage	4038917013932

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

