



**Product Specification**  
**Adhesive label, (LxW): 150 x 55 mm, paper, for**  
**urine container 2 and 3 l, german**

**Page 1**

**24h-Sammelurin**

Behandelnder Arzt: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Körpergewicht: \_\_\_\_\_  
Körpergröße: \_\_\_\_\_  
Männlich ☐ Weiblich ☐  
Sammelbeginn: Datum: \_\_\_\_\_  
Uhrzeit: \_\_\_\_\_  
Sammelende: Datum: \_\_\_\_\_  
Uhrzeit: \_\_\_\_\_  
Sammelmenge: \_\_\_\_\_ ml

**Gebrauchshinweis**

Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette. Notieren Sie Datum und Uhrzeit in dem oben dargestellten Feld „Sammelbeginn“.

1. Sammeln Sie den nächsten Urin in die Sammelflasche.

2. Verschließen Sie die Sammelflasche gut. Sammeln Sie jeden weiteren Urin, auch bei Stuhlgang, und geben Sie diesen in die Sammelflasche.


Verschließen Sie nach jeder Zugabe die Sammelflasche gut und schwenken Sie diese. Achten Sie auf eine kühle Lagerung.

3. Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette und sammeln Sie diesen Urin.

Die Sammlung ist damit beendet.

4. Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Sammelflasche ab. Tragen Sie diese Zahl in dem oben dargestellten Feld „Sammelmenge“ ein. Füllen Sie alle Patientendaten vollständig aus.

5. Geben Sie die gefüllte Sammelflasche bei Ihrem Arzt ab.

   **SARSTEDT**  
Produktionsort: D-51568 Nürnberg  
www.sarstedt.com

7715 Technische Änderungen vorbehalten

## Product description

Order number 84.1402  
Product description Adhesive label, (LxW): 150 x 55 mm, paper, for urine container 2 and 3 l, german, 30 piece(s)/minigrip bag

## Product characteristics

Colour of print/label black  
Application Urine collection  
Suitable for urine container 2 and 3 l

## Size

Width of product 55 mm  
Length of product 150 mm

## Material & colours

Product material paper  
Colour of product white

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-24

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Purity & certification**

Product category                      no medical device | IVD  
Batched                                      no

**Packaging**

Minimum order qty.                      300  
Type of smallest                              minigrip bag  
subpackaging  
Piece(s) / inner box                      300  
Piece (s) / outer case                      1800  
Piece(s) / pallet                              583200  
Depth of case                              268 mm  
Width of case                              191 mm  
Height of case                              100 mm  
Case volume                              0.0051 cbm  
Weight of product                              0.0011 kg  
Weight of case                              2.28 kg  
EAN of inner box                              4038917086523  
EAN case                                      4038917078825

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

