




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3060.210
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 1.250 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 96
Stück/Box

Seite 2

Maße

Volumen max	1250 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	90 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	61440
Tiefe des Innenkartons	530 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	547 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0436 cbm
Gewicht des Produktes	0,0019 kg
Gewicht des Umkartons	5,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917432351
EAN des Umkartons	4038917432344

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT