



### **Product description**

Order number	71.9921.317
Descrição do artigo	Balde, até 2 l, (ØxA): 154 x 180 mm, branca, tampa incluída, para coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, 24 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Volume máximo	2 l
Diâmetro	154 mm
Altura do produto	180 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.





### **Purity & certification**

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	24
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	604 mm
Largura da embalagem externa	264 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.06 cbm
Peso da embalagem externa	4.6 kg
EAN da caixa interna	4038917150637
EAN da embalagem externa	4038917038201

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

