



Product description

Order number	95.902
Descrição do artigo	Embalagem de transporte por correio, utilização, por ex.: embalagem externa em conformidade com P 650/ADR, versão plana, (CxLxA): 220 x 170 x 40 mm, para amostras diagnóstico, capacidade 1 a 4 recipiente/frascos de transporte marítimo até um diâmetro de 30 mm, Bolsa de película de espuma incluída, 50 unid./caixa de papelão sim
Número de teste UN	

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	preta
Versão	versão plana
Exemplo de utilização	embalagem externa em conformidade com P 650/ADR
Indicado para	amostras diagnóstico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.





Size

Largura do produto	170 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	220 mm

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	marrom

Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR, IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	2400
Profundidade da embalagem externa	488 mm
Largura da embalagem externa	401 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0284 cbm
Peso do produto	0.0679 kg
Peso da embalagem externa	3.86 kg
EAN da caixa interna	4038917084574
EAN da embalagem externa	4038917069854

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

