




Product Specification
**Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 2 ml,
estéril, 25 unid./pacote**

Page 1



Product description

Order number	86.1252.025
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 2 ml, cor de codificação: verde, material: PS, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	2 ml
Cor de codificação	verde

Size

Diâmetro	6 mm
Comprimento do produto	270 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

Date of issue:
2023-12-02

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 81000
Profundidade da embalagem 413 mm
externa
Largura da embalagem 250 mm
externa
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem 0.0201 cbm
externa
Peso do produto 0.0036 kg
Peso da embalagem externa 4.21 kg
EAN da caixa interna 4038917127219
EAN da embalagem externa 4038917021098

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

