

## Especificaciones del producto Tapa, para vaso para medicamentos de 30 ml, PE, blanco

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 76.1340.500

Descripción del artículo Tapa, para vaso para medicamentos de 30 ml, material: PE,

blanco, 750 unidades/bolsa

### Características del producto

Ejemplo de aplicación Administración oral de medicamentos en forma de líquidos

o comprimidos

Indicado para vaso para medicamentos de 30 ml

Material y colores

Material del producto Polietileno (PE)

Color del producto blanco
Color del cierre blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto Tapa, para vaso para medicamentos de 30 ml, PE, blanco

### Pureza y certificación

Categoria de producto Producto sanitario Certificación CE Proveedor CE

Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 3750 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 3750 unidades / caja 3750 unidades / pallet 180000 Profundidad de la caja 190 mm Ancho de la caja 390 mm Altura de la caja 390 mm Volumen de la caja 0.0289 cbm Peso del producto 0.0007 kg Peso de la caja 2.97 kg

EAN de la caja interna 4038917127790 EAN de la caja 4042836007149

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

