




## Spécification de produit

Gobelet de recueil des urines, 90 ml, (Ø x h) : 60 x 65 mm, PP, avec étiquette papier, transparent

Page 1



### Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 75.1435.004   |
| Description d'article | Gobelet de recueil des urines, volume de travail max. : 90 ml, (Ø x h) : 60 x 65 mm, Ø orifice : 65 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, avec étiquette papier, bouchon assemblé, stérile, 400 pièce(s)/carton |

### Caractéristiques du produit

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Graduation            | oui                   |
| Type de fermeture     | bouchon à vis         |
| Volume de travail     | 90 ml                 |

### Dimensions

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Volume nominal          | 90 ml |
| Volume max.             | 90 ml |
| Diamètre                | 60 mm |
| Diamètre de l'ouverture | 65 mm |
| Hauteur du produit      | 65 mm |
| Longueur sans bouchon   | 60 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Gobelet de recueil des urines, 90 ml, (Ø x h) : 60 x 65 mm, PP, avec étiquette papier, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 400  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 400  
pièces / carton 400  
pièces / pallet 7200  
Volume du carton 0.1062 cbm  
Poids du produit 0.0201 kg  
Poids du carton 8.23 kg  
Code EAN de la boîte 4038917385220  
Code EAN du carton d'emballage 4038917385213

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**