



Description d'article

Numéro de commande	62.543.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 30 ml, (L x Ø) : 107 x 25 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: noir, avec graduation, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	30 ml
Centrifugation max (FCR)	8800 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	25 mm
Longueur du produit	107 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	400
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	400
pièces / pallet	11200
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0597 cbm
Poids du produit	0.0122 kg
Poids du carton	5.59 kg
Code EAN de la boîte	4038917111638
Code EAN du carton d'emballage	4038917013284

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

