

Produktspezifikation S-Sedivette®, 3,5 ml, Verschluss schwarz, (LxØ): 130 x 8 mm, mit Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 06.1690.100

Artikelbeschreibung S-Sedivette®, Blutsenkung, 4NC, Präparierung:

Tri-Natriumcitrat/Zitronensäure-Puffer-Lösung,

Nennvolumen: 3,5 ml, (LxØ) mit Verschluss: 146 x 8 mm,

mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, Verschluss

schwarz, Farbcode ISO, steril, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös

Art der Präparierung Tri-Natriumcitrat/Zitronensäure-Puffer-Lösung

Präparierungskonzentration 0,105 mol/l pH 5,5

Farbcode ISO

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett schwarz Graduierung nein

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Anwendungsbereich Blutsenkung

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Produktspezifikation

S-Sedivette[®] , 3,5 ml, Verschluss schwarz, (LxØ): 130 x 8 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Maße

Nennvolumen 3,5 ml
Durchmesser 8 mm
Länge mit Verschluss 146 mm
Länge ohne Verschluss 130 mm
Länge mit Verschluss und 167 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses schwarz Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 50 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 36000 Tiefe des Innenkartons 143 mm Breite des Innenkartons 171 mm Höhe des Innenkartons 63 mm Tiefe des Umkartons 333 mm Breite des Umkartons 303 mm Höhe des Umkartons 190 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation S-Sedivette® , 3,5 ml, Verschluss schwarz, (LxØ): 130 x 8 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Volumen des Umkartons 0,0192 cbm Gewicht des Produktes 0,0052 kg Gewicht des Umkartons 3,29 kg

4038917133128 EAN des Innenkartons EAN des Umkartons 4038917024716

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

