


Produktspezifikation BSG-Ständer, passend für S-Monovette®

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.1060

Artikelbeschreibung BSG-Ständer, passend für S-Monovette®, mit Rückwand

Produkteigenschaften

Ausführung mit Rückwand Passend für S-Monovette®

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 8
Stück pro Palette 160
Tiefe des Umkartons 263 mm
Breite des Umkartons 98 mm
Höhe des Umkartons 335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation BSG-Ständer, passend für S-Monovette®

Seite 2

Volumen des Umkartons 0,0086 cbm Gewicht des Produktes 0,5005 kg Gewicht des Umkartons 7,1 kg

EAN des Innenkartons 4038917085205 EAN des Umkartons 4038917003896

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

