



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.1091  
Artikelbeschreibung BSG-Ständer, passend für Microvette® , 10 Messplätze

## Produkteigenschaften

Passend für Microvette®  
Anzahl der Messplätze 10

## Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	8
Stück pro Palette	160
Tiefe des Umkartons	263 mm
Breite des Umkartons	98 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0086 cbm
Gewicht des Produktes	0,2505 kg
Gewicht des Umkartons	5,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917085311
EAN des Umkartons	4038917004015

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

