


Produktspezifikation Papierrolle, für Thermodrucker REF 90.189.720 & 90.1092.720

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.188.055

Artikelbeschreibung Papierrolle, für Thermodrucker REF 90.189.720 &

90.1092.720

Produkteigenschaften

Passend für Thermodrucker REF 90.189.720 & 90.1092.720

Maße

Breite des Produktes 57 mm Länge des Produktes 25 m

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Papierrolle, für Thermodrucker REF 90.189.720 & 90.1092.720

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 10 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 5 Stück pro Umkarton 10 Stück pro Palette 3240 Tiefe des Umkartons 268 mm Breite des Umkartons 191 mm Höhe des Umkartons 100 mm Volumen des Umkartons 0,0051 cbm Gewicht des Produktes 0,0808 kg Gewicht des Umkartons 0,91 kg

EAN des Innenkartons 4038917102759 EAN des Umkartons 4038917008884

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

