

Produktspezifikation Block Rack D17, Ø Öffnung: 17 mm, 5 x 10, cremeweiß

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.852.170

Artikelbeschreibung Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm,

Rastermaß: 5 x 10, cremeweiß, Material: recyceltes PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck

Anzahl der Wells 50
Lagerkapazität 50
Rastermaß 5 x 10
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung 17 mm
Breite des Produktes 109 mm
Höhe des Produktes 45 mm
Länge des Produktes 209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Block Rack D17, Ø Öffnung: 17 mm, 5 x 10, cremeweiß

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)

Farbe des Produktes cremeweiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 20
Stück pro Palette 760
Tiefe des Umkartons 568

Tiefe des Umkartons
Breite des Umkartons
Höhe des Umkartons
Volumen des Umkartons
Gewicht des Produktes
Gewicht des Umkartons
433 mm
120 mm
0,0295 cbm
0,1958 kg
4,62 kg

EAN des Innenkartons 4038917122054 EAN des Umkartons 4038917044905

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

