

# Produktspezifikation Block Rack D13, Ø Öffnung: 13 mm, 5 x 10, gelb

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.853.132

Artikelbeschreibung Block Rack D13, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm,

Rastermaß: 5 x 10, gelb, Material: PP

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck

Anzahl der Wells 50
Lagerkapazität 50
Rastermaß 5 x 10
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

#### Maße

Durchmesser der Öffnung 13 mm
Breite des Produktes 96 mm
Höhe des Produktes 45 mm
Länge des Produktes 180 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Block Rack D13, Ø Öffnung: 13 mm, 5 x 10, gelb

Seite 2

#### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes gelb

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1 Kleinste Unterverpackung Stück pro Innenkarton 1 Stück pro Umkarton 16 Stück pro Palette 1440 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 368 mm Höhe des Umkartons 120 mm Volumen des Umkartons 0,0176 cbm Gewicht des Produktes 0,1687 kg Gewicht des Umkartons 3,16 kg

EAN des Innenkartons 4038917122535 EAN des Umkartons 4038917074032

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

